



- **Défibrillateur SCHILLER**

- **Dimensions** 70 x 230 x 220 mm (h x l x p)
- **Poids** 1.5 kg avec pile
- **Niveaux d'énergie** Configurables de 1 à 150 J (adultes) ou de 1 à 70 J (enfants)
- **Courbe de défibrillation** Biphasique pulsée - Technologie Multipulse Biowave
- **Temps de charge** < 10 secondes
- **Alimentation** Pile Li-Mno₂
- **Ecran** Cristaux liquide haute résolution : 100 x 37 mm - rétro éclairé par LED
- **Electrodes adultes** surface : 75 cm² - Longueur du câble : 2 m

- **Electrodes enfants** Surface : 38 cm²
- Longueur du câble : 1,4 m
- **Péréemption des électrodes** Entre 30 et 36 mois
- **Mémoire interne** SD CARD - pour l'enregistrement des données et des évènements
Possibilité de mettre à jour l'appareil :
- **Mise à jour** évolution soft et mise à jour recommandation ERC
- **Marquage CE** Classe IIb - CE 0459
- **Conformité** Directive 93/42 CEE
- **Garantie** 5 ans hors accessoires et consommables (piles, électrodes...)